



슬라이드스캐너

[의학연구지원센터 실험동물실](#)에서 지원하는 이미징 서비스 장비이다.

- 장비명 : Slide Scnnaer; Zeiss Axioscan Z1
- 슬라이드스캐너는 조직(염색 또는 형광) 슬라이드를 100, 200, 400배의 고해상도 디지털 이미지로 스캐닝하여 연구 및 실습에 활용할 수 있도록 하는 Virtual microscope로, 실험동물연구실에서는 연구자들의 실험 편의를 위하여 고해상도의 이미지스캐닝서비스를 운영하게 되었다. 의뢰 전 담당자와 샘플에 대한 논의가 필요하며, 샘플 종류에 따라 이미지가 다를 수 있다.
- 문의처 : 02-2220-1801 / labanimal@hanyang.ac.kr

실제 스캐닝 결과



이용 절차

1. 신청서 작성
2. 신청서 제출
3. 슬라이드 의뢰
4. 스캔 완료 후 파일 저장
5. 분석 프로그램 다운로드
6. 연구자 수령

7. 완료